



ARGENTOMETRIA

Oznaczanie chlorków metodą Mohra


Metoda polega na bezpośrednim miareczkowaniu obojętnego roztworu zawierającego chlorki mianowanym roztworem AgNO_3 w obecności jonów chromianowych jako wskaźnika. Azotan(V) srebra strąca trudno rozpuszczalny osad chlorku srebra




Gdy cała ilość jonów chlorkowych zostanie wytrącona, nadmiar roztworu AgNO_3 wytrąca chromian srebra, którego czerwono-brunatne zabarwienie wskazuje na koniec miareczkowania



Odczyn badanego roztworu powinien być w zakresie $7 < \text{pH} < 10,5$, ponieważ w roztworach kwaśnych jony wodorowe łączą się z jonami CrO_4^{2-}



Natomiast w roztworach zasadowych następuje wytrącenie osadu Ag_2O



Innymi jonami przeszkadzającymi są:

- Br^- , I^- , PO_4^{3-} , CO_3^{2-}
- Ba^{2+} , Sr^{2+} , Pb^{2+} , Fe^{2+}


Sposób wykonania

Otrzymany w kolbce miarowej roztwór rozcieńczyć wodą destylowaną do kreski. Następnie pobrać 10 cm^3 badanego roztworu (odczyn obojętny) i rozcieńczyć wodą destylowaną do ok. 70 cm^3 . Dodać 1 cm^3 5 %-owego roztworu K_2CrO_4 i miareczkować 0,05 M roztworem AgNO_3 , dobrze mieszając, do pojawienia się osadu o brunatnej barwie.


Obliczyć zawartość chlorków w otrzymanej do analizy próbce.

Oznaczanie chlorków metodą Volharda


Metoda polega na pośrednim oznaczaniu chlorków w środowisku rozcieńzonego kwasu azotowego(V). W badanym roztworze strąca się chlorki w postaci AgCl przez dodanie nadmiaru mianowanego roztworu AgNO₃



Nie związane jony srebra odmiareczkowane się mianowanym roztworem tiocyjanianu potasu (lub amonu)



Wskaźnikiem punktu końcowego miareczkowania są jony Fe³⁺, które po strąceniu całej ilości srebra tworzą z jonami tiocyjanianowymi czerwony kompleks:




Sposób wykonania:

Otrzymany w kolbce miarowej roztwór rozcieńczyć wodą destylowaną do kreski.

Do 10 cm³ badanego roztworu dodać 5 cm³ HNO₃ (1:1), rozcieńczyć wodą do objętości ok. 100 cm³ i dodać 15 cm³ 0,05 M roztworu AgNO₃. Następnie dodać 1 cm³ 10 %-owego roztworu ałunu żelazowo-amonowego i mieszać zawartość kolby przez ok. 1 min. Nadmiar jonów srebra miareczkować 0,05 M roztworem KSCN do wystąpienia trwałego różowego zabarwienia roztworu przez powstający kompleks. Zawartość chlorku oblicza się z różnicy początkowej objętości roztworu AgNO₃ i objętości dodanego nadmiaru, którą określa się na podstawie zużytej objętości roztworu tiocyjanianu.

Po odmiareczkowaniu AgNO₃ tiocyjanianem, nadmiar dodanego KSCN zaczyna reagować z uprzednio wytrąconym AgCl, na skutek czego roztwór się odbarwia.



Barwa kompleksu FeSCN²⁺ zanika w ciągu ok. minuty, dalszy dodatek KSCN przywraca chwilowo różowe zabarwienie, które następnie zanika na skutek powyższej reakcji. Dlatego zużycie tiocyjanianu będzie znacznie wyższe niż jest to konieczne do osiągnięcia punktu równoważności (PR). Błąd może być rzędu 10%.


ANALIZA WAGOWA

Wagowe oznaczanie niklu w postaci dimetyloglioksymianu niklu(II)

Metoda polega na wytrąceniu z roztworu amoniakalnego jonów niklu(II) dimetyloglioksymem (dmg). Otrzymujemy kłaczkowaty czerwony osad wewnętrznego chelatu, który jest trudno rozpuszczalny w wodzie.

Sposób wykonania:

Roztwór badany otrzymany w zlewce rozcieńczyć dodając cylindrem miarowym około 100 cm³ wody destylowanej. Następnie dodać cylindrem miarowym 2 cm³ HCl (1:1) i ogrzać prawie do wrzenia. Usunąć palnik i mieszając roztwór szklaną bagietką, dodać cylindrem miarowym 10 cm³ dimetyloglioksymu (1% alkoholowy roztwór) oraz roztworu amoniaku (1:2), aż do wystąpienia jego wyraźnego zapachu. Wytrąca się czerwony osad:



Następnie roztwór ogrzewać 45 minut w temperaturze około 70°C.

W przygotowanym wcześniej zestawie do sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem umieścić szklany tygiel o znanej masie z dnem o porowatości G4. Osad przenieść na tygiel, następnie przemyć ścianki zlewki oraz bagietkę wodą destylowaną przenosząc pozostały osad. Osad na tyglu należy przemyć dwukrotnie gorącą wodą. Tygiel wraz z osadem umieścić w suszarce laboratoryjnej i wysuszyć w temperaturze 120°C w ciągu 90 minut.

Po tym czasie tygiel umieścić w ekzykatorze i po ostygnięciu zważyć na wadze analitycznej. Procedurę powtarzać aż do osiągnięcia stałej masy.

Na podstawie masy pustego tygla i tygla zawierającego osad wysuszony do stałej masy ustalić masę osadu. Następnie obliczyć zawartość niklu(II) w analizowanym roztworze na podstawie masy uzyskanego osadu i wartości odpowiedniego mnożnika analitycznego.